

## Измерение ПСП в СМЖ

Специальная пробоподготовка не нужна.

После отбора образца СМЖ (для измерения необходимо 100 мкл), его можно хранить при -20 °С в течение лет и после оттаивания при комнатной температуре проводить измерение.

Stubljar D, Kopitar AN, Groselj-Grenc M, Suhadolc K, Fabjan T, Skvarc M.

Diagnostic accuracy of presepsin (sCD14-ST) for prediction of bacterial infection in cerebrospinal fluid samples from children with suspected bacterial meningitis or ventriculitis.

J Clin Microbiol. 2015 Apr;53(4):1239-44.

David Stubljar

**Sent:** Monday, November 30, 2015 11:06 AM